

製品型式	MTP-2000Lab
------	-------------

<注1> 励起波長と蛍光波長は波長差が40nm以上でご使用下さい。

パーツNo	形式・品名	摘要
CRN-1069	DPU-414プリンタ用チャート紙(10巻組)112mm	【本体型式指定】
CRN-1080	光源ランプ (Xe 150W)	MTP-600/MTP-2000用 (本体型式指定)
CRN-1360	励起用バンドパスフィルタ Ex365nm	MTP-2000用 半値幅70nm <注1>
CRN-1361	励起用干渉フィルタ 405nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1362	励起用干渉フィルタ 415nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1363	励起用干渉フィルタ 450nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1364	励起用干渉フィルタ 492nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1365	励起用干渉フィルタ 510nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1611	励起用干渉フィルタ 520nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1366	励起用干渉フィルタ 530nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1367	励起用干渉フィルタ 550nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1368	励起用干渉フィルタ 570nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1369	励起用干渉フィルタ 610nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1370	励起用干渉フィルタ 615nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1371	励起用干渉フィルタ 620nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1372	励起用干渉フィルタ 630nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1373	励起用干渉フィルタ 660nm <Ex>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1454	励起用特注干渉フィルタ(紫外) <Ex>	360~400nm未満波長指定MTP-2000用<注1>
CRN-1375	励起用特注干渉フィルタ(可視) <Ex>	400~710nm波長指定MTP-2000用<注1>
CRN-1376	蛍光用干渉フィルタ 405nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1377	蛍光用干渉フィルタ 415nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1378	蛍光用干渉フィルタ 450nm <Em>	MTP-2000用 <注1>

MTP-2000干渉フィルタ



パーツNo	形式・品名	摘要
CRN-1379	蛍光用干渉フィルタ 492nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1380	蛍光用干渉フィルタ 510nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1612	蛍光用干渉フィルタ 520nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1381	蛍光用干渉フィルタ 530nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1382	蛍光用干渉フィルタ 550nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1383	蛍光用干渉フィルタ 570nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1384	蛍光用干渉フィルタ 610nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1385	蛍光用干渉フィルタ 615nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1386	蛍光用干渉フィルタ 620nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1387	蛍光用干渉フィルタ 630nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1388	蛍光用干渉フィルタ 660nm <Em>	MTP-2000用 <注1>
CRN-1389	蛍光用特注干渉フィルタ(可視)<Em>	400~750nm波長指定MTP-2000用<注1>