

製品名	MTP-310シリーズ
-----	-------------

パーツNo	形式・品名	摘要
CRN-1069	チャート紙(10巻組)112mm	【本体型式指定】
CRN-1685	光源ランプケミ	MTP-310用 【製造番号：89141以降）】
CRN-1689	吸光用干渉フィルタ 405nm	MTP-310用
CRN-1690	吸光用干渉フィルタ 415nm	MTP-310用
CRN-1691	吸光用干渉フィルタ 450nm	MTP-310用
CRN-1692	吸光用干渉フィルタ 492nm	MTP-310用
CRN-1695	吸光用干渉フィルタ 530nm	MTP-310用
CRN-1696	吸光用干渉フィルタ 550nm	MTP-310用
CRN-1697	吸光用干渉フィルタ 570nm	MTP-310用
CRN-1701	吸光用干渉フィルタ 630nm	MTP-310用
CRN-1702	吸光用干渉フィルタ 660nm	MTP-310用
CRN-1703	吸光用特注干渉フィルタ (可視)	上記以外の400~750nm任意波長指定 MTP-310用<注1>
CRN-1708	吸光用特注干渉フィルタ (紫外)	上記以外の340~400nm未満任意波長指定 MTP-310用<注1>

<注1> 吸光用特注干渉フィルタは、販売できない波長がありますのでご購入前にメーカーへ波長を必ずご確認ください。