

製品名	MTP-601
-----	---------

ハットNo	形式・品名	摘要
CRN-2366	A・Ex用干渉フィルタ 405nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2367	A・Ex用干渉フィルタ 415nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2368	A・Ex用干渉フィルタ 450nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2369	A・Ex用干渉フィルタ 492nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2372	A・Ex用干渉フィルタ 530nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2373	A・Ex用干渉フィルタ 550nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2374	A・Ex用干渉フィルタ 570nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2378	A・Ex用干渉フィルタ 630nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2379	A・Ex用干渉フィルタ 660nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2380	A・Ex用特注干渉フィルタ (可視) 任意波長A400~750/Ex400~710nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉 〈注2〉
CRN-2381	A・Ex用特注干渉フィルタ (紫外) 任意波長 260~400nm未満	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉 〈注2〉
CRN-2398	Ex用ハットパスフィルタ Ex 365nm半値幅70nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2399	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ405nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2400	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ415nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2401	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ450nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2402	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ492nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2405	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ530nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2406	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ550nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2407	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ570nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2411	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ630nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2412	Em・TRF-Em・CL用干渉フィルタ660nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉
CRN-2413	Em・TRF-Em用特注干渉フィルタ 任意波長 400~750nm	MTP-900用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉 〈注2〉
CRN-2414	CL用特注干渉フィルタ 任意波長 230~400nm未満	MTP-900 (発光専用機) 用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉 〈注2〉
CRN-2415	CL用特注干渉フィルタ 任意波長 400~700nm	MTP-900 (発光専用機) 用標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉 〈注2〉
CRN-2416	CL用特注干渉フィルタ 任意波長 400~750nm	MTP-900 (発光・時間分解蛍光機) 用 標準ディスク (7ホール) 用 〈注1〉 〈注2〉

〈注1〉 励起用及び蛍光用干渉フィルタを追加ご購入頂く時は、
ご使用の励起用と蛍光用フィルタの波長の差が40nm以上に
なるようご注意ください。

〈注2〉 上記以外の蛍光用特注干渉フィルタは、販売できない波長がありますのでご購入前にメーカーへ波長を
必ずご確認ください。