

型式名	MTP-650
-----	---------

〈注1〉 励起波長と蛍光波長は波長差が40nm以上でご使用下さい。

パーツNo	形式・品名	摘要
CRN-1069	DPU-414プリンタ用チャート紙(10巻組)112mm	【本体型式指定】
CRN-1095	光源ランプ(Xeフラッシュ)	【本体型式指定】
CRN-1392	吸光用干渉フィルタ 405nm	MTP-650用
CRN-1393	吸光用干渉フィルタ 415nm	MTP-650用
CRN-1394	吸光用干渉フィルタ 450nm	MTP-650用
CRN-1395	吸光用干渉フィルタ 492nm	MTP-650用
CRN-1396	吸光用干渉フィルタ 510nm	MTP-650用
CRN-1617	吸光用干渉フィルタ 520nm	MTP-650用
CRN-1397	吸光用干渉フィルタ 530nm	MTP-650用
CRN-1398	吸光用干渉フィルタ 550nm	MTP-650用
CRN-1399	吸光用干渉フィルタ 570nm	MTP-650用
CRN-1400	吸光用干渉フィルタ 610nm	MTP-650用
CRN-1401	吸光用干渉フィルタ 615nm	MTP-650用
CRN-1402	吸光用干渉フィルタ 620nm	MTP-650用
CRN-1403	吸光用干渉フィルタ 630nm	MTP-650用
CRN-1404	吸光用干渉フィルタ 660nm	MTP-650用
CRN-1405	吸光用特注干渉フィルタ(可視)	400～750nm任意波長指定 MTP-650用
CRN-1406	吸光用特注干渉フィルタ(紫外)	370～400nm未満任意波長指定MTP-650用
CRN-1407	吸光用特注干渉フィルタ(紫外)	260～370nm未満任意波長指定MTP-650用 H15年以降販売品対象
CRN-1408	励起用バンドパスフィルタ Ex365nm	MTP-650用 半値幅70nm 〈注1〉
CRN-1409	励起用干渉フィルタ 405nm 〈Ex〉	MTP-650用 〈注1〉
CRN-1410	励起用干渉フィルタ 415nm 〈Ex〉	MTP-650用 〈注1〉

MTP-650干渉フィルタ



パーツNo	形式・品名	摘要
CRN-1411	励起用干渉フィルタ 450nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1412	励起用干渉フィルタ 492nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1413	励起用干渉フィルタ 510nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1618	励起用干渉フィルタ 520nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1414	励起用干渉フィルタ 530nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1415	励起用干渉フィルタ 550nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1416	励起用干渉フィルタ 570nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1417	励起用干渉フィルタ 610nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1418	励起用干渉フィルタ 615nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1419	励起用干渉フィルタ 620nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1420	励起用干渉フィルタ 630nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1421	励起用干渉フィルタ 660nm <Ex>	MTP-650用 <注1>
CRN-1422	励起用特注干渉フィルタ(紫外)<Ex>	260~400nm未満波長指定MTP-650用<注1> H15年以降販売品対象
CRN-1423	励起用特注干渉フィルタ(可視)<Ex>	400~710nm 波長指定 MTP-650用 <注1>
CRN-1424	蛍光用干渉フィルタ 405nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1425	蛍光用干渉フィルタ 415nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1426	蛍光用干渉フィルタ 450nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1427	蛍光用干渉フィルタ 492nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1428	蛍光用干渉フィルタ 510nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1619	蛍光用干渉フィルタ 520nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1429	蛍光用干渉フィルタ 530nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1430	蛍光用干渉フィルタ 550nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1431	蛍光用干渉フィルタ 570nm <Em>	MTP-650用 <注1>

パーツNo	形式・品名	摘要
CRN-1432	蛍光用干渉フィルタ 610nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1433	蛍光用干渉フィルタ 615nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1434	蛍光用干渉フィルタ 620nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1435	蛍光用干渉フィルタ 630nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1436	蛍光用干渉フィルタ 660nm <Em>	MTP-650用 <注1>
CRN-1437	蛍光用特注干渉フィルタ(可視)<Em>	400~750nm 波長指定 MTP-650用<注1>
CRN-1438	蛍光用特注干渉フィルタ(紫外)<Em>	300~400nm未満任意波長指定MTP-650用<注1> H15年以降販売品対象
CRN-1439	時間分解蛍光用干渉フィルタ 615nm	MTP-650用 <注1>